



**Diacan<sup>®</sup> Pro**  
DIALYSEKANÜLE



#### UNIVERSELLER FACETTENSCHLIFF

- Das Schlifffdesign erleichtert individualisierte Punktionstechniken
- Extra dünnwandig
- Roter oder schwarzer Punkt gibt die aktuelle Position des Schliffes an
- 2-Phasen-Facettenschliff
- Silikonbeschichtung des Lumens
- Back-Eye-Schliff optimiert Fluss in der arteriellen Kanüle

#### FARBODIERTE FLÜGEL

Drehbare Flügel mit großer Grifffläche für eine einfache und sichere Handhabung und Fixierung

#### LEICHTGÄNGIGE KLEMME

Farbige, sicher schließende Schlauchklemme sorgt für eine einfache Handhabung und Aktivierung mit einer Hand

#### FARBODIERTE LUER-LOCK-VERBINDUNG

Luer-Lock-Anschluss gewährleistet eine sichere Verbindung mit dem Blutschlauchsystem

#### DEHP- UND LATEXFREIES MATERIAL

DEHP- und latexfreies Schlauchmaterial erhöht die Sicherheit des Patienten sowie der Beschäftigten

# Diacan<sup>®</sup> Pro

## DIALYSEKANÜLE

### Sicher und schonend punktieren

Das Dialysesystem von B. Braun bietet perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine effektive und patientenfreundliche extrakorporale Therapie. Der sichere und schonende Gefäßzugang ist für Anwender und Patienten ein wichtiges Kriterium für die effiziente und erfolgreiche Dialysetherapie.

Diacan<sup>®</sup> Pro ermöglicht bei optimaler Punktions-technik mit ihrem präzisen 2-Phasen-Facettenschliff eine minimale Traumatisierung der Punktionsstelle.

Die extrem dünnwandige, silikonisierte Nadel sichert eine laminare Strömung und garantiert einen hohen Blutfluss. Die Silikonisierung der Kanülnadel reduziert die Blutgerinnung; das hochflexible Schlauchmaterial ist DEHP- und latexfrei.

Mit der Dialysekanüle Diacan<sup>®</sup> Pro verläuft die Punktion sicher und gefäßschonend für den Patienten und anwenderfreundlich für Ihr Pflegepersonal.

### Diacan<sup>®</sup> Pro Portfolio

Artikelbeschreibung	Flügelfarbe	A/V	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Diacan <sup>®</sup> Pro 15G A 1,80 x 20 x 150 GAMMA	■	Arteriell	7023253NP	50 Stück/Schachtel 20 Schachteln/Karton (1.000 Stück)
Diacan <sup>®</sup> Pro 15G V 1,80 x 20 x 150 GAMMA	■	Venös	7023353NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 15G A 1,80 x 25 x 150 GAMMA	■	Arteriell	7023255NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 15G V 1,80 x 25 x 150 GAMMA	■	Venös	7023355NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 16G A 1,60 x 20 x 150 GAMMA	■	Arteriell	7023263NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 16G V 1,60 x 20 x 150 GAMMA	■	Venös	7023363NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 16G A 1,60 x 25 x 150 GAMMA	■	Arteriell	7023265NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 16G V 1,60 x 25 x 150 GAMMA	■	Venös	7023365NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 17G A 1,40 x 20 x 150 GAMMA	■	Arteriell	7023273NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 17G V 1,40 x 20 x 150 GAMMA	■	Venös	7023373NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 15G A 1,80 x 25 x 300 GAMMA	■	Arteriell	7023256NP	50 Stück/Schachtel 10 Schachteln/Karton (500 Stück)
Diacan <sup>®</sup> Pro 15G V 1,80 x 25 x 300 GAMMA	■	Venös	7023356NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 16G A 1,60 x 25 x 300 GAMMA	■	Arteriell	7023266NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 16G V 1,60 x 25 x 300 GAMMA	■	Venös	7023366NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 17G A 1,40 x 20 x 300 GAMMA	■	Arteriell	7023274NP	
Diacan <sup>®</sup> Pro 17G V 1,40 x 20 x 300 GAMMA	■	Venös	7023374NP	

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: [info.de@bbraun.com](mailto:info.de@bbraun.com) | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen